

Скрининговая пищевая панель

Каталожный № 13035-B

Диагностируются 5 моно и 70 аллергенов в 19 микстах продуктов на пищевую аллергию IgE и(или) пищевую непереносимость IgG4:

Моно: f252 Куриное яйцо; f2 Коровье молоко; f79 Глютен; f9 Рис; k101 Пищевая добавка E181
Fx4 Микст, состав: лук, чеснок
Fx14 Микст морепродукты, состав: краб, креветки, мидии, лобстер
Fx19 Микст цитрусовые, состав: лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут
Fx25 Микст компоненты молока, состав: альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин
Fx47 Микст капуста, состав: капуста белокочанная, краснокочанная, зеленая, савойская
Fx63 Микст орехи, состав: кунжутные семечки, арахис, фундук, миндаль
Fx65 Микст мясо птицы, состав: мясо утки, гуся, курицы, индейки
Fx66 Микст ягоды, состав: клубника, малина, смородина, черника
Fx68 Микст масло, состав: масло из чертополоха (расторопши), подсолнечное, оливковое
Fx69 Микст дрожжи, состав: пекарские, пивные
Fx70 Микст бобовые, состав: горох, соя, белая фасоль, чечевица
Fx71 Микст мясо, состав: мясо свинины, говядины, баранины, крольчатины
Fx72 Микст, состав: кофе, чай
Fx73 Микст овощи, состав: томат, морковь, картофель, огурец, кабачок цуккини
Fx74 Микст рыба, состав: форель, лосось, окунь, треска, карп, судак
Fx75 Микст зерновые, состав: пшеничная, ржаная, гречневая мука, пшеница спельта (полба)
Fx93 Микст молоко, состав: молоко соевое, козье, овечье
Sx12 Микст перцы, состав: черный, зеленый, красный, белый перцы горошком
Sx13 Микст специи, состав: лавровый лист, укроп, петрушка, корень петрушки

Расстановка аллергенов в планшете 13035-B-24:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fx63	Fx68	Fx75	Fx63	Fx68	Fx75	Fx63	Fx68	Fx75	Fx63	Fx68	Fx75
B	Fx4	f2	f252	Fx4	f2	f252	Fx4	f2	f252	Fx4	f2	f252
C	f79	Fx69	Fx19	f79	Fx69	Fx19	f79	Fx69	Fx19	f79	Fx69	Fx19
D	Fx65	Fx70	Sx13	Fx65	Fx70	Sx13	Fx65	Fx70	Sx13	Fx65	Fx70	Sx13
E	Fx66	Fx71	k101	Fx66	Fx71	k101	Fx66	Fx71	k101	Fx66	Fx71	k101
F	Fx25	Fx72	f9	Fx25	Fx72	f9	Fx25	Fx72	f9	Fx25	Fx72	f9
G	Fx47	Fx73	Fx14	Fx47	Fx73	Fx14	Fx47	Fx73	Fx14	Fx47	Fx73	Fx14
H	Sx12	Fx74	Fx93	Sx12	Fx74	Fx93	Sx12	Fx74	Fx93	Sx12	Fx74	Fx93

Каждая панель рассчитана на 4-х пациентов, которым выполняется исследование на 5 моно и 19 микстов аллергенов.

Панель предназначена для первичного скринингового обследования пациентов всех возрастных групп.