

# Российская смешанная панель

## Каталожный № 13040-R

Диагностируются 87 моно и 29 аллергенов в 9 микстах на пищевую аллергию IgE и(или) пищевую непереносимость IgG4:

f252 Куриное яйцо цельное	f161 Кальмар	f25 Томат	f53 Персик
f2 Коровье молоко	f174 Скумбрия	f31 Морковь	f72 Ананас
f138 Сыр эменталь	f180 Карп (сазан)	f35 Картофель	f73 Черешня
f150 Сыр эдам	f230 Икра чёрная	f38 Шпинат	f84 Киви
f198 Сыр гауда	f247 Судак	f47 Чеснок	f91 Манго
f219 Козье молоко	f249 Сайда	f48 Лук репчатый	f92 Грейпфрут
F250 Йогурт	f324 Хек	f85 Сельдерей	f148 Слива
f251 Сыр пармезан	f325 Осётр	f100 Салат латук	f152 Абрикос
f305 Сыр моцарелла	F5 Ржаная мука	f122 Оливки	f156 Малина
f26 Мясо свинины	f9 Рис	f131 Авокадо	f248 Финик
f57 Мясо утки	f11 Гречневая крупа	f133 Огурец	f16 Грецкий орех
f58 Мясо гуся	f12 Горох	f136 Свекла	f17 Фундук
f63 Говядина отварная	f14 Соя	f191 Тыква	f20 Миндаль
f83 Мясо курицы	f65 Чечевица	f134 Капуста брокколи	f97 Какао
f88 Мясо баранины	f74 Кукуруза (зерно)	f151 Кабачок цуккини	f266 Зелёный чай
f130 Мясо индейки	f140 Просо (пшено)	f29 Банан	f45 Пекарские дрожжи
f167 Мясо кролика	F320 Ячмень (зерно)	f30 Груша	f79 Глютен глиадин
f3 Треска	F321 Овёс (зерно)	f32 Лимон	f114 Семена подсолнечника
f21 Сельдь	F255 Пшеница (зерно)	f33 Апельсин	f277 Мёд
f22 Форель	f127 Шампиньон	f34 Мандарин	m5 Кандида (candida)
f40 Тунец	f200 Белый гриб	f44 Клубника	p1 Аскарис (ascaris)
f160 Иваси (сардина)	f201 Лисички	f49 Яблоко	

Fx41 Микст ракообразные, состав: краб, langoust, омар (раки), креветки; Fx42 Микст смородина: красная, чёрная; Fx44 Микст виноград, состав: белый, синий; Fx46 Микст бобы, состав: красные, белые, зелёные; Fx47 Микст капуста, состав: капуста зелёная, белокочанная, савойская, брюссельская; Fx83 Микст, состав: кофе, чёрный чай; Sx6 Микст специи, состав: жгучий красный перец, паприка, перец чили, душистый перец, перец пепперони; Sx7 Микст перцы, состав: белый, зелёный, чёрный перцы горошком; Sx8 Микст специи, состав: лавровый лист, укроп, зелень и корень петрушки

### Расстановка аллергенов в планшете 13040-R-96:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	f63	f161	f247	f2	f12	f5	Fx47	f136	Fx44	f34	f17	f79
B	f130	f180	f3	f150	f65	f9	f35	f191	f73	f53	f114	f45
C	f83	f230	f40	f138	f140	f14	f48	f38	f92	f148	Sx6	m5
D	f58	f249	f22	f198	f11	f277	f47	f31	f30	Fx42	Sx7	f127
E	f167	Fx41	f325	f251	f74	f84	f122	f152	f44	f248	Sx8	f200
F	f57	f160	f324	f305	f255	f131	f100	f72	f32	f49	f266	f201
G	f88	f21	f250	f252	f321	f134	f85	f33	f156	f20	Fx83	f133
H	f26	f174	f219	Fx46	f320	f151	f25	f29	f91	f16	f97	p1

Каждая панель рассчитана на 1-го пациента, которому выполняется исследование на 87 моно и 9 микстов аллергенов. Панель предназначена для лиц всех возрастных групп.