

# Восточная комбинированная панель

## Каталожный № 13046-А

Диагностируются 90 моно аллергенов продуктов и пищевых добавок на пищевую непереносимость IgG4:

f1 Куриный белок	f162 Морской язык	f370 Бамия (окра)	f52 Шоколад
f75 Куриный желток	f177 Устрицы	f371 Тыква баттерна	f97 Какао
f70 Швейцарский сыр	f180 Карп (сазан)	f372 Шафран	f266 Зелёный чай
f81 Сыр чеддер	f196 Палтус	f373 Зелёный горошек	f277 Мёд
f150 Сыр эдам	f374 Морской гребешок	f375 Тмин (семена)	s1 Анис
f205 Козий сыр	f15 Белая фасоль	f315 Амарант (щирица)	s2 Карри
f219 Козье молоко	f38 Шпинат	f381 Зира (кумин)	s4 Лавровый лист
f304 Творог	f66 Лук порей	f32 Лимон	s9 Орегано
f305 Сыр моцарелла	f85 Сельдерей	f30 Груша	s13 Тимьян
f57 Мясо утки	f89 Горчица	f53 Персик	s14 Майоран
f58 Мясо гуся	f98 Льняное семя	f73 Черешня	f225 Глутамат (E625)
f165 Телятина	f131 Авокадо	f145 Инжир	f240 Аспартам (E951)
f167 Мясо кролика	f132 Стручковая фасоль	f148 Слива	k132 Краситель (E102)
f192 Мясо перепела	f172 Артишок	f171 Красная смородина	k130 Краситель (E129)
f227 Мясо косули (оленина)	f183 Пшеница спельта	f203 Гранат	k129 Краситель (E133)
f241 Говяжья печень	f185 Капуста краснокочанная	f231 Личи	k109 Консервант (E250)
f364 Куриная печень	f191 Тыква обыкновенная	f245 Гуава (гуайява)	Ko4 Консервант (E200)
f365 Баранья печень	f194 Перец чили	f300 Дыня	Ko5 Консервант (E210)
f366 Мясо страуса	f221 Ростки бамбука	f18 Бразильский орех	k131 Стабилизатор (E415)
f3 Треска	f306 Киноа (зерно)	f103 Орех пекан	k115 Стабилизатор (E440)
f21 Сельдь (селедка)	f344 Люпиновая мука	f197 Кедровые орехи	m5 Кандида (candida)
f37 Мидии	f368 Перец халапеньо	f216 Агар-агар (водоросль)	
f56 Морской окунь	f369 Молохея (шпинат)	f43 Дрожжи пивные	

Расстановка калибраторов, контролей и аллергенов в планшете 13046-А-90:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Cal.A	f15	f165	f75	f131	f191	f300	f381	f132	f56	f216	Ko4
B	Cal.B	f58	f315	f1	f221	f185	f32	s2	f373	f374	f43	k131
C	Cal.C	f241	f344	f150	f85	f38	f231	s4	f37	f162	Ko5	k132
D	Cal.D	f364	f306	f70	f368	f371	f53	s14	f180	f18	k129	f240
E	K-	f365	f183	f219	f194	f73	f30	f89	f3	f98	f225	f52
F	K+	f366	m5	f205	f66	f171	f148	s9	f196	f375	k115	f97
G	f227	f192	f304	f305	f369	f145	f203	f372	f21	f103	k130	f266
H	f57	f167	f81	f172	f370	f245	s1	s13	f177	f197	k109	f277

Каждая панель рассчитана на 1-го пациента, которому выполняется исследование на 90 моно аллергенов. Панель предназначена для лиц всех возрастных групп, любителей кухни востока: китайской, японской, кочевой или тюрко-исламской, добавляя к ним десять пищевых добавок.