

Вегетарианская комбинированная панель

Каталожный № 13047-С

Диагностируются 90 моно аллергенов продуктов и пищевых добавок на пищевую непереносимость IgG4:

f367 Перепелиное яйцо	f386 Осьминог	f388 Пажитник (шамбала)	s11 Укроп
f67 Овальбумин	F14 Соя	f376 Тефф (злак)	s18 Шалфей
f76 Альфа-лактальбумин	f46 Болгарский перец	f338 Тапиока (крупа)	f96 Ромашковый чай
f78 Казеин	f102 Кольраби (репа)	f156 Малина	f271 Кленовый сироп
f94 Сыр камамбер	f124 Полевой салат	f175 Ежевика	w54 Лаванда
f198 Сыр гауда	f166 Фенхель	f182 Брусника	k83 Стабилизатор (E412)
f260 Соевый творог тофу	f206 Красная фасоль	f199 Изюм	k111 Сахарин (E954)
f312 Пахта (сливки)	f214 Редис	f229 Черника	k120 Консервант (E223)
f377 Сыр бри	f234 Цикорий (обыкновенный)	f259 Лайм	k121 Консервант (E252)
f378 Сливочный сыр	f252 Хрен	f281 Шиповник	k133 Краситель (E132)
f379 Сыр рикотта	f257 Салат айсберг	f384 Чернослив	k134 Спирулина водоросль
f55 Угорь	f258 Каперсы	f155 Ваниль	k135 Краситель (E110)
f161 Кальмар	f282 Пастернак	f382 Келп (бурая водоросль)	c51 Аспирин
f164 Рыба меч	f284 Радиккьо (итальянский цикорий)	f383 Лакрица (солодка)	c85 Парацетамол
f181 Катран	f285 Мелисса (лимонная мята)	s3 Тмин	c93 Индометацин
f186 Камбала морская	f296 Брюква	s17 Кориандр (кинза)	c95 Неомицин
f230 Икра чёрная	f299 Эндивий (цикорий салатный)	s20 Любисток	c110 Напроксен
f242 Сом	f311 Крапива	s21 Можжевельник	c124 Кофеин
f247 Судак	f313 Одуванчик	s23 Кервель	c138 Гинкго билоба
f249 Сайда	f340 Салат лолло росса	s22 Чабер душистый	c145 Эхинацея
f292 Рак	f343 Бобы рожкового дерева	s24 Розмарин	c214 Женьшень
f354 Хек	f348 Маслины	s27 Зира (кумин)	
f380 Анчоусы	f385 Ростки люцерны	s10 Базилик	

Расстановка калибраторов, контролей и аллергенов в планшете 13047-С-90:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Cal.A	f377	f234	f282	f259	s23	f285	s27	f230	f181	f76	f281
B	Cal.B	f312	s17	f284	f384	s11	s20	f155	f292	f164	f78	k111
C	Cal.C	f378	f313	f214	f199	c145	f46	f14	f55	k133	f67	c51
D	Cal.D	f198	f299	f296	f156	c138	s24	f206	f354	k83	f343	c95
E	K-	f367	f166	f102	f385	c214	f348	f380	f382	k121	f96	c85
F	K+	f379	f257	f175	s10	f253	s18	f94	f386	k120	f383	c93
G	f338	f260	f124	f229	f258	s21	s22	f247	f186	k134	f271	c110
H	f376	f161	f340	f182	s3	w54	f388	f242	f249	k135	f311	c124

Каждая панель рассчитана на 1-го пациента, которому выполняется исследование на 90 моно аллергенов.

Панель предназначена для всех возрастных групп, одновременно тестируются аллергены из разных групп: пищевые аллергены, пищевые добавки и лекарственные аллергены.