

Смешанная пищевая панель

Каталожный № 130501-G4 (IgG4) и №130502-E (IgE)

Диагностируются 80 моно и 28 аллергенов в 10 микстах на пищевую аллергию IgE и(или) пищевую непереносимость IgG4:

f1 Яичный белок	f247 Судак	f136 Свекла	f16 Грецкий орех
f75 Яичный желток	f4 Пшеничная мука	f176 Баклажан	f20 Миндаль
f2 Коровье молоко	f5 Ржаная мука	f191 Тыква	f144 Фисташки
f78 Казеин	f7 Овсяная мука	f127 Шампиньоны	f52 Шоколад
f76 Бета-лактоглобулин	f9 Рис	f303 Вешенки	f95 Кофе
f82 Сыр с плесенью	f11 Гречневая крупа	f29 Банан	f99 Чёрный чай
f219 Козье молоко	f12 Горох	f30 Груша	f266 Зелёный чай
f250 Йогурт	f14 Соя	f33 Апельсин	f281 Плоды шиповника
f26 Мясо свинины	f74 Кукуруза (зерно)	f34 Мандарин	f45 Дрожжи пекарские
f27 Мясо говядины	f140 Пшено (просо)	f44 Клубника	f43 Дрожжи пивные
f83 Мясо курицы	f25 Томат	f49 Яблоко	f79 Глютен
f88 Мясо баранины	f31 Морковь	f53 Персик	f277 Мёд
f3 Треска	f35 Картофель	f72 Ананас	f278 Свекольный сахар
f21 Сельдь	f39 Капуста белокочанная	f73 Черешня	f218 Лецитин (E322)
f22 Форель	f47 Лук репчатый	f84 Киви	f225 Глутамат (E625)
f24 Креветки	f48 Чеснок	f152 Абрикос	f240 Аспартам (E951)
f41 Лосось (семга)	f62 Цветная капуста	f156 Малина	m5 Кандида (candida)
f161 Кальмар	f85 Сельдерей	f10 Кунжутные семечки	p1 Аскарис (ascaris)
f174 Скумбрия	f89 Горчица	f13 Арахис	
f180 Карп (сазан)	f133 Огурец	f17 Фундук	

Fx42 Микст смородина: красная, чёрная; Fx43 Микст дыня, арбуз; Fx44 Микст виноград белый, синий;
Fx47 Микст капуста, состав: капуста зелёная, белокочанная, савойская, брюссельская; Fx48 Микст оливки, маслины; Fx49 Микст, состав: хмель, солод; Fx45 Микст икры, состав: икра красная, чёрная
Sx6 Микст специи, состав: жгучий красный перец, паприка, перец чили, душистый перец, перец пепперони
Sx7 Микст перцы, состав: белый, зелёный, чёрный перцы горошком
Sx8 Микст специи, состав: лавровый лист, укроп, зелень и корень петрушки

Расстановка калибраторов, контролей и аллергенов в планшетах 130501-G4-88 и 130502-E-88:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Cal.6	f1	f303	f180	f74	f27	f89	f176	f144	f44	f281	f240
B	Cal.5	f75	f3	f247	f79	f83	f25	f191	f29	f73	f43	f277
C	Cal.4	f2	f21	fx45	f140	f88	f31	Fx47	f30	f156	Fx49	f278
D	Cal.3	f77	f22	f4	f127	f33	f35	Fx48	f49	Fx42	f45	Sx6
E	Cal.2	f78	f124	f5	f12	f34	f39	f13	f53	Fx43	f52	Sx7
F	Cal.1	f82	f41	f7	f10	f47	f62	f16	f72	Fx44	f95	Sx8
G	K-	f219	f161	f9	f14	f48	f133	f17	f84	f99	f218	m5
H	K+	f250	f174	f11	f26	f85	f136	f20	f152	f266	f225	p1

Каждая панель рассчитана на 1-го пациента, которому выполняется исследование на 80 моно и 10 микстов аллергенов. Панель предназначена для лиц всех возрастных групп.