

# Панель для детей старшего возраста

## Каталожный № 13074-BVR

Диагностируются 44 моно и 16 аллергенов в 4 микстах продуктов на пищевую аллергию IgE и(или) пищевую непереносимость IgG4:

f2 Коровье молоко	174 Скумбрия	f172 Артишок	f16 Грецкий орех
f251 Сыр пармезан	f9 Рис	f176 Баклажан	f20 Миндаль
f252 Куриное яйцо	f14 Соя	f255 Пшеница (зерно)	f45 Пекарские дрожжи
f26 Мясо свинины	f25 Томат	f30 Груша	f52 Шоколад
f83 Мясо курицы	f35 Картофель	f33 Апельсин	f95 Кофе
f63 Отварная говядина	f46 Болгарский перец	f34 Мандарин	
f88 Мясо баранины	f47 Чеснок	f44 Клубника	
f167 Мясо кролика	f48 Лук	f49 Яблоко	
f3 Треска	f61 Цветная капуста	f53 Персик	
f40 Тунец	f65 Чечевица	f73 Черешня	
f41 Лосось (семга)	f122 Оливки	f152 Абрикос	
f160 Сардины	f127 Шампиньоны	f13 Арахис	
f161 Кальмары	f137 Спаржа	f17 Фундук	

Sx6 Микст специи, состав: жгучий красный перец, паприка, перец чили, душистый перец, перец пеперони

Sx7 Микст специи, состав: белый, зелёный, чёрный перцы горошком

Sx14 Микст специи, состав: петрушка, базилик, орегано, шалфей

Fx41 Микст ракообразные, состав: краб, лангуст, омар (раки), креветки

### Расстановка аллергенов в планшете 13074-BVR-48:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	f63	f160	f255	f48	f44	f17	f63	f160	f255	f48	f44	f17
B	f83	f174	f46	f47	f52	Sx6	f83	f174	f46	f47	f52	Sx6
C	f167	f176	f9	f122	f34	Sx7	f167	f176	f9	f122	f34	Sx7
D	f172	f157	f14	f25	f53	Sx14	f172	f157	f14	f25	f53	Sx14
E	f88	f40	f65	f152	f41	f95	f88	f40	f65	f152	f41	f95
F	f26	f137	f13	f33	f49	f45	f26	f137	f13	f33	f49	f45
G	f161	f2	f61	f73	f20	f127	f161	f2	f61	f73	f20	f127
H	Fx41	f252	f35	f30	f16	f251	Fx41	f252	f35	f30	f16	f251

Каждая панель рассчитана на 2-х пациентов, которым выполняется исследование на 44 моно и 4 микста аллергенов. Панель предназначена для детей от 5 лет и старше.