

# Самые популярные продукты панель

## Каталожный № 13075-BVR

Диагностируются 89 моно и 22 аллергена в 7 микстах на пищевую аллергию IgE и(или) пищевую непереносимость IgG4:

f1 Куриный белок	f37 Мидии	f38 Шпинат	f33 Апельсин
f252 Куриное яйцо (цельное)	f40 Тунец	f39 Капуста белокочанная	f34 Мандарин
f2 Коровье молоко	f41 Лосось	f46 Болгарский перец	f92 Грейпфрут
f138 Сыр эмменталь	f160 Сардины	f47 Чеснок	f29 Банан
f150 Сыр эдам	f161 Кальмар	f48 Лук	f30 Груша
f198 Сыр гауда	f174 Скумбрия	f61 Цветная капуста	f44 Клубника
f219 Козье молоко	f176 Судак	f85 Сельдерей	f49 Яблоко
f246 Овечье молоко	f249 Сайда	f100 Салат-латук	f53 Персик
f250 Йогурт	f5 Ржаная мука	f114 Семена подсолнечника	f72 Ананас
f251 Сыр пармезан	f9 Рис	f133 Огурец	f73 Черешня
f279 Мягкий творог (кварк)	f11 Гречневая крупа	f134 Брокколи	f84 Киви
f305 Сыр моцарелла	f12 Горох	f136 Свекла	f148 Слива
f26 Мясо свинины	f14 Соя	f137 Спаржа	f152 Абрикос
f63 Отварная говядина	f65 Чечевица	f151 Кабачок цуккини	f156 Малина
f83 Мясо курицы	f74 Кукуруза (зерно)	f172 Артишок	f301 Виноград синий
f88 Мясо баранины	f183 Пшеница спельта	f191 Тыква	f52 Шоколад
f130 Мясо индейки	f255 Пшеница (зерно)	s11 Укроп	f95 Кофе
f167 Мясо кролика	f320 Ячмень (зерно)	f13 Арахис	f97 Какао
f3 Треска	f321 Овсяное (зерно)	f16 Грецкий орех	f99 Чёрный чай
f21 Сельдь	f25 Томат	f17 Фундук	f79 Глютен глиадин
f22 Форель	f31 Морковь	f20 Миндаль	f45 Пекарские дрожжи
f24 Креветка	f35 Картофель	f32 Лимон	

Fx41 Микст ракообразные, состав: краб, лангуст, омар (раки), креветки; Fx42 Микст смородина: красная, чёрная; Fx43 Микст, состав: дыня, арбуз; Fx92 Микст фасоль, состав: фасоль белая, зелёная  
Sx6 Микст специи, состав: жгучий красный перец, паприка, перец чили, душистый перец, перец пепперони  
Sx7 Микст перцы, состав: белый, зелёный, чёрный перцы горошком  
Sx14 Микст специи, состав: петрушка, базилик, орегано, шалфей

Расстановка аллергенов в планшете 13075-BVR-89:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	f63	f161	f176	f2	f46	f79	f47	f31	f30	Fx42	Sx7	f133
B	f130	Fx43	f157	f246	f321	f134	f122	f152	f44	f41	Sx14	f183
C	f83	f24	f40	f252	f9	f151	f100	f72	f32	f49	f37	f166
D	f279	f249	f22	Fx92	f14	f39	f85	f33	f156	f20	f99	f5
E	f167	Fx41	f250	f12	f65	f13	f25	f29	f52	f16	f97	f150
F	f172	f160	f137	f11	f320	f61	f136	f301	f34	f17	f95	f138
G	f88	f21	f219	f74	f1	f35	f191	f73	f53	f114	f45	f198
H	f26	f174	f305	f255	f84	f48	f38	f92	f148	Sx6	f127	f251

Каждая панель рассчитана на 1-го пациента, которому выполняется исследование на 89 моно и 7 микстов аллергенов. Панель предназначена для лиц всех возрастных групп.