


Педиатрическая пищевая панель

Каталожный № 13076-BVR

Диагностируются 24 моно аллергенов продуктов на пищевую аллергию IgE и(или) пищевую непереносимость IgG4:

f1 Белок куриного яйца	f41 Лосось	f35 Картофель	f44 Клубника
f252 Куриное яйцо цельное	f162 Морской язык	f65 Чечевица	f49 Яблоко
f2 Молоко коровье	f9 Рис	f255 Пшеница (зерно)	f52 Шоколад
f251 Сыр пармезан	f12 Горох	f13 Арахис	
f63 Отварная говядина	f14 Соя	f17 Фундук	
f83 Мясо курицы	f25 Томат	f29 Банан	
f3 Треска	f31 Морковь	f30 Груша	

Расстановка аллергенов в планшете 13076-BVR-24:



Каждая панель рассчитана на 4-х пациентов, которым выполняется исследование на 24 моно аллергена. Панель предназначена для обследования детей раннего возраста на основные аллергены, ответственные за развитие аллергии у детей.