

# Пищевые добавки панель

## Каталожный № 13090-А

Диагностируются 24 пищевые добавки (11 консервантов, 10 красителей, 3 усилителя вкуса) на пищевую аллергию IgE и(или) пищевую непереносимость IgG4:

Ko1 Этилпарабен (консервант E214)	K120 Пиросульфит натрия (консервант E223)
Ko2 Бутилпарабен (консервант E209)	K121 Нитрат калия (консервант E252)
Ko3 Пропилпарабен (консервант E216)	K122 Нитрит калия (консервант E249)
Ko4 Сорбиновая кислота (консервант E200)	K123 Сульфит натрия (консервант E221)
Ko5 Бензойная кислота (консервант E210,211, 212, 213)	K124 Синий патентованный V (краситель E131)
Ko6 Метабисульфит натрия (консервант E223)	k125 Зелёный S (краситель E142)
c112 Тартразин (краситель E102)	k126 Понсо 4R (краситель E124)
c129 Эритрозин В (краситель E127)	k127 Чёрный блестящий BN (краситель E151)
k96 Жёлтый хинолиновый (краситель E104)	k128 Индигодин, индигокармин (краситель E132)
k97 Жёлтый солнечный закат (краситель E110)	f225 Глутамат (усилитель вкуса E621)
k99 Амарант (краситель E123)	f240 Аспартам (усилитель вкуса E951)
K109 Нитрат натрия (консервант E250)	
K111 Сахарин (подсластитель E954)	

Расстановка аллергенов в планшете 13090-А-24:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Ko5	k99	k126	Ko5	k99	k126	Ko5	k99	k126	Ko5	k99	k126
B	Ko4	k97	c112	Ko4	k97	c112	Ko4	k97	c112	Ko4	k97	c112
C	f240	k96	k109	f240	k96	k109	f240	k96	k109	f240	k96	k109
D	f255	k124	k122	f255	k124	k122	f255	k124	k122	f255	k124	k122
E	k120	k128	Ko1	k120	k128	Ko1	k120	k128	Ko1	k120	k128	Ko1
F	k121	c129	Ko2	k121	c129	Ko2	k121	c129	Ko2	k121	c129	Ko2
G	k111	k125	Ko3	k111	k125	Ko3	k111	k125	Ko3	k111	k125	Ko3
H	k123	k127	Ko6	k123	k127	Ko6	k123	k127	Ko6	k123	k127	Ko6

Каждый панель рассчитана на 4-х пациентов, которым выполняется исследование на 24 моно аллергена. Панель предназначена для обследования всех возрастных групп, когда пищевая аллергия наблюдается ко многим не родственным видам продуктов, или не удаётся выявить пищевой аллерген.